



Technische Daten

Kepler NurseAssist App

Erkennen Sie Stürze und unbefugtes Verlassen des Bettes sofort in Echtzeit!

Vorinstalliert auf der MOBOTIX c71 NurseAssist Kamera mit intelligenter MOBOTIX-Sensortechnologie unterstützt die App Krankenhäuser, Pflegeheime und Altenheime effektiv und kostengünstig beim Schutz von Patienten und Pflegebedürftigen – automatisch rund um die Uhr.

- Zuverlässige Überwachung des Wohlbefindens der Patienten.
- Integrierte KI-basierte Software erkennt Vorfälle in Echtzeit.
- Automatische Alarmierung des Personals im Alarmfall.
- Direkter Patientendialog über integrierte Mikrofon-/Audiofunktion möglich.
- Einfache und dezente Installation.
- DSGVO-konformer Betrieb durch ereignisgesteuertes Verdecken von Live- und aufgezeichneten Bildern.

HINWEIS! Der Kepler NurseAssist App ist nur auf der MOBOTIX c71 NurseAssist Kamera vorinstalliert.

 HEVC Advance™

BeyondHumanVision

MOBOTIX

Anwendungsspezifikationen

Allgemeine App-Informationen

Produktname	Kepler NurseAssist App
Bestellnummer	Nur in einem Paket mit der MOBOTIX c71 NurseAssist Kamera erhältlich (Mx-c71A-NurseAssist)
Unterstützte MOBOTIX-Kameras	MOBOTIX c71 NurseAssist (vorinstalliert)
Erforderliche Kamera-Firmwareversion	v7.3.4.x
MxManagementCenter-Kompatibilität	<ul style="list-style-type: none">▪ Min. MxMC v2.7▪ Konfiguration: Advanced Config-Lizenz erforderlich▪ Ereignissuche: Smart Data-Schnittstellen-Lizenz im Lieferumfang enthalten

Allgemeine Funktionen

App-Funktionen	<ul style="list-style-type: none">▪ Überwachung des Wohlbefindens von Patienten im Privatzimmer, auf Fluren und in Gemeinschaftsbereichen von Gesundheitseinrichtungen▪ Minimierung der Reaktionszeiten durch dezentrale Fallerkennung nach dem neuesten Stand der Technik▪ Unfallverhütung durch „Mensch auf dem Boden“, „Mensch im Bett“ und „Person außerhalb des Betts“▪ einfache und zweckmäßige Installation▪ DSGVO-konformer Betrieb durch ereignisgesteuertes Verdecken von Live- und aufgezeichneten Bildern▪ Konsolidierte Ereignissuche über MxManagementCenter Smart Data Interface
Maximale Anzahl Erkennungsbereiche	1
Erkannte Objekte	Personen

Unterstützte Bildsensortypen Tag/Nacht (MOBOTIX c71 NurseAssist Standard)

Von MxMessageSystem unterstützt Ja

MOBOTIX-Ereignisse Ja

ONVIF-Ereignisse Ja (generisches Nachrichtenergebnis)

Szenenanforderungen

Zimmergröße Max. 25 m² bei einem fast quadratischen Raum (z. B. 5 x 5 m) mit einem Radius von 4 m – lange und schmale Räume sind ungeeignet.

Erforderliche Installationsposition (Kamera) Deckenmontage

Empfohlene Montagehöhe (Kamera) 2,0 m bis 3,5 m

Montageabstand zum Bett 0,5 m bis 3,0 m

Montageabstand zur Wand > 70 cm

Technische App-Spezifikationen

Synchrone/asynchrone App Asynchron

Gleichzeitige Ausführung anderer Apps Nein

Genauigkeit Min. 99 % (unter Berücksichtigung der Szenenanforderungen und keine Objekte, die eine Ansicht blockieren)

Verarbeitete Bildfrequenz Typisch: 0,20 Bilder/s

Durchschnittliche Alarmdauer Typ. 30 Sekunden

MOBOTIX

BeyondHumanVision

[DE_09.24](#)

MOBOTIX AG • Kaiserstrasse • D-67722 Langmeil • Tel.: +49 6302 9816-103 • sales@mobotix.com • www.mobotix.com

MOBOTIX ist eine Marke der MOBOTIX AG, die in der Europäischen Union, in den USA und in anderen Ländern eingetragen ist. Änderungen vorbehalten. MOBOTIX übernimmt keine Haftung für technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen in diesem Dokument. Alle Rechte vorbehalten. © MOBOTIX AG 2023